

## **SE FORMER TECHNIQUEMENT AU NEUROFEEDBACK DYNAMIQUE®**

L'entraînement cérébral est une méthode simple et efficace qui contribue au bien-être. Avec le Neurofeedback développez la force naturelle du cerveau et devenez praticien.

### **Objectifs opérationnels :**

Les but à atteindre en tant que formateur en fin session sont :

Connaissances des bases sur le fonctionnement cérébral.

Comprendre son fonctionnement.

Comprendre le feed-back entre le client et le logiciel.

Savoir évaluer les différences de fréquences de durée et d'intensité du changement chez le client entre les sessions.

Savoir-faire une session et utiliser le logiciel d'entraînement cérébral.

### **Durée : 2 jours soit 14h de formation**

La session de formation a une durée obligatoire de 2 jours pour les formations sans financement. Pour les organismes payeurs la formation s'étendra sur une durée de 2 jours. Chaque journée comportera 7 heures de formation.

### **Public visé :**

Personnes qui se destinent à un métier d'accompagnement, reconversion professionnelle, praticien en thérapies brèves déjà en exercice en recherche d'outils complémentaires

### **Prérequis :**

Avoir une appétence pour l'accompagnement et l'aide à la personne.

### **Compétences et aptitudes :**

Les stagiaires devront connaître la différence entre la méthode linéaire et dynamique. Comprendre ce qu'est le neurofeedback dynamique et son fonctionnement et être capable de l'expliquer. Savoir évaluer les DIFC (différence, intensité, fréquences, changement). Comprendre la dynamique du cerveau. S'imprégner du fonctionnement de la méthode pour être un meilleur praticien et être capable de faire fonctionner la machine et poser les capteurs. Importance de connaître les supports d'aide et les outils à la

disposition du praticien. Apprendre à se familiariser avec l'ordinateur et le logiciel de Neurofeedback®

## **Moyens et supports pédagogiques :**

Support power point pour le cours théorique avec alternance de pratique par des mises en situations.

1 système de neurofeedback® pour la pratique.

Support papier pédagogique.

Bloc note

Papier

Stylos.

Espace détente

Bouteille d'eaux

Café

Gâteaux

Moment de pratique et de retour d'expérience avec le groupe, interaction avec le formateur chaque fois que nécessaire. Possibilité de faire venir des praticiens pour partager leurs expériences avec le groupe. Possibilité de présence d'un formateur supplémentaire en fonction des besoins et de la nature du groupe. Temps de pause de 5 minutes toutes les 1h30.

## **Encadrement :**

Laurent Taieb passionné de l'humain, spécialiste des thérapies brèves formé à l'hypnose humaniste et à l'EFT (emotional freedom technic) ayant une appétence particulière pour le neurofeedback dynamique l'utilisant et le développant depuis des années met à votre service ses compétences, ses qualités, sa pédagogie pour vous accompagner dans vos premiers pas en tant que praticien

## **Délais d'accès :**

D'un à deux mois

L'accessibilité pour personnes en situation de handicap est possible sous réserve d'un délai raisonnable afin de les accueillir dans les conditions optimales et de s'adapter à une prise en charge adaptée.

## **Programme de formation détaillé**

### **Mode d'emploi de la technique de Neurofeedback® dynamique**

Présentation du formateur et des stagiaires  
L'objectif de la certification  
Comment et par qui a été créé le neurofeedback dynamique  
Le site internet  
Explication du système et du logiciel  
Démarrage du système et mise en application  
Le rôle du praticien

## **Approfondissement de la méthode du neurofeedback dynamique :**

Notion mathématique et scientifique  
Comment fonctionne le cerveau  
Les outils d'analyse  
Problèmes et solutions  
Communication / marketing  
Booster sa pratique  
Certification